





MAX LITE®



CE
EN 352
P.S.
CS105



HOWARD LEIGHT

by Honeywell

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
7828 Waterville Road,
San Diego, California 92154 USA
Tel: (800) 430-5490 Fax: (401) 232-3110
©2014 Honeywell Safety Products USA, Inc.
www.howardleight.com

ES

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

- Con las manos limpias, ENROLLE el tapón de oídos completo hasta formar el cilindro más estrecho posible sin arrugas.
- Pase una mano por encima de la cabeza hasta la oreja opuesta y tire de ella hacia arriba y hacia afuera e INSERTE el tapón de oídos bien dentro del canal auditivo.
- SUJETOLO durante 40 segundos, hasta que el tapón se expanda en el canal auditivo.
- En un ambiente ruidoso, estando los tapones de oídos insertados, cubra las orejas con las manos y destápelas. Los tapones de los oídos deberán de bloquear suficiente ruido para que al taparlos con las manos no se aprecie gran diferencia. Si no se consigue una colocación adecuada, repita las instrucciones de empleo.

ADVERTENCIA! Quite el tapón de oídos lentamente con un movimiento de torsión para romper gradualmente el sello. Si se quita con rapidez se puede dañar el timpano.

ADVERTENCIA!

- (a) Cerciórese de que los tapones para los oídos se coloquen, se ajusten y se conserven de conformidad con las instrucciones. El empleo incorrecto reducirá la eficacia y podría ocasionar pérdida de audición o lesión del oído.
- (b) Los tapones de oídos deberán usarse en todo momento en ambientes ruidosos.
- (c) Este tapón de oídos no es de usar y tirar. Se recomienda no reutilizar este tapón de oídos. Los tapones de oídos deberán limpíarse eliminando toda la cera de los oídos y contaminantes antes de volverlos a insertar. Los tapones suicos se pueden limpiar con un paño húmedo. No use soluciones, desinfectantes u otros productos químicos.
- (d) Este producto puede ser afectado contrariamente por ciertas sustancias químicas. Para más amplia información consulte al fabricante.

Si no se respetan las recomendaciones facilitadas en los párrafos (a) hasta (d) anteriores, quedará seriamente afectada la protección dispensada por el protector de los oídos.

ADVERTENCIA! Manténgase fuera del alcance de los bebés y niños pequeños. Estos tapones de oídos no son tóxicos, pero pueden interferir con la respiración si se atragantan en la tráquea, lo cual podría originar graves lesiones o incluso la muerte. El cordón que llevan estos tapones de oídos no es un juguete. Puede interferir con la respiración si se enrolla al cuello, lo cual podría originar graves lesiones o incluso la muerte.

ADVERTENCIA! Estos tapones de oídos no deberán utilizarse cuando existe el riesgo de que el cordón de conexión se enganche durante su utilización.

FI
ASENNUSOHJEET
1. PYÖRITTELE korvatulppa kokonaisuudessaan puhuitä käsissä kapeimmaksi mahdolliseksi tasapintaiseksi lieriöksi.
2. Kurta pään yli yhdellä kädelillä, vedä korvaa ylös- ja ulospäin ja ASENNAA korvatulppa kunnolla korvakankaan sisälle.
3. ODOTA 40 sekuntia, kunnes tulppa levittyy täysin korvakankaavaan.
4. Ollessasi meluissaan ympäröistä korvatulppaa aseennutuus aseta kämmenit korville ja poista sen jälkeen. Korvatulppien pitääsi etääkseen melu siinä määriin, että korvien peittämien käsien ei saa aiakaan huomattavaa eroa. Jos ei saada asianmuukaista sopivutta, toista asennusohjeet.

VÄRÖITUS! Poista korvatulppa hitaasti kääntilöikkein tiiviyden turmatuksiseksi vähitellen. Nopea polto voi vahingoittaa tärkykalon.

VÄRÖITUS!

- (a) Pidä huolta, että korvatulpat astetaan paikalleen ja huolletaan ohjeiden mukaan. Huonosti suoritettu aseennus vähentää tehokkuutta ja voi aiheuttaa kuulon menetyksen tai vaurioitumisen. (b) Korvatulppa on käytettävä ainakin meluissaan ympäröistä ollessa.

(c) Tämä on kertakäytöön korvatulppa. Tämän tulvan käyttöä uudelleen ei suositella. Korvatulppa on puhdistettava kaiken korvassa olevan vahan ja saasteiden poistamiseksi ennen niiden uudelleenasennusta korvaan. Älä käytä puhdistukseen liuottimia, desinfioivia tai kemiallisia aineita.

(d) Tietty kemialliset aineet voivat vaikuttaa kielteisesti tähän tuotteeseen. Lisätietoja on saatavana tuotevalmistajalta.

Jos edellisten kappaleiden (a) - (d) suosituksia ei noudateta, kuulonsuojaimen tarjoama suojaus heikkenee suuresti.

VÄRÖITUS! Pitää poissa lasten ulottuvilla. Nämä korvatulpat ovat myrkitysmäisiä, mutta voivat henkilöön juuttuaan vaikuttaa hengitykseen ja aiheuttaa vakavan loukaantumisen tai hengenmenetyksen. Näihin korvatulppuihin kiinnitettiin nauha ei ole leikkikulku. Se voi vaikuttaa hengitykseen kauan ympärille kiertouttuessa ja aiheuttaa loukaantumisen tai hengenmenetyksen.

VÄRÖITUS! Nämä kuulonsuojaimia ei saa käyttää, jos tarjolla on liittäjätöhdon juuttumisvaara.

WAARSCHUWING! Dit product weghouwen van baby's en kleine kinderen. Deze oordopjes zijn niet-gifig maar kunnen de ademhaling belemmeren indien ze in de luchtpijp terecht komen. Dit kan tot zwaar letsel leiden en levensgevaarlijk zijn. Het snor dat aan deze oordopjes is bevestigd is geen speelgoed. Het kan de ademhaling belemmeren wanneer het rond de hals wordt gedraaid, en dit kan tot zwaar letsel leiden en levensgevaarlijk zijn.

WAARSCHUWING! Dit type oordopjes nooit gebruiken indien er het risico bestaat dat het koord zou kunnen vastraken gedurende het gebruik.

IT

ISTRUZIONI DI INSERIMENTO

- Con le mani pulite, ARROTOLARE l'intero tappo fonoassorbente nel cilindro più stretto e privo di pieghe possibile.
- Porse una mano por encima de la cabeza hasta la oreja opuesta y tire de ella hacia arriba y hacia afuera e INSERIRE el tapón de oídos bien dentro del canal auditivo.
- SUJETOLO durante 40 segundos, hasta que el tapón se expanda en el canal auditivo.
- En un ambiente ruidoso, estando los tapones de oídos insertados, cubra las orejas con las manos y destápelas. Los tapones de los oídos deberán de bloquear suficiente ruido para que al taparlos con las manos no se aprecie gran diferencia. Si no se consigue una colocación adecuada, repita las instrucciones de empleo.

AVVERTENZA! Quite el tapón de oídos lentamente con un movimiento de torsión para romper gradualmente el sello. Si se quita con rapidez se puede dañar el timpano.

AVVERTENZA!

- (a) Cerciórese de que los tapones para los oídos se coloquen, se ajusten y se conserven de conformidad con las instrucciones. El empleo incorrecto reducirá la eficacia y podría ocasionar pérdida de audición o lesión del oído.
- (b) Los tapones de oídos deberán usarse en todo momento en ambientes ruidosos.
- (c) Este tapón de oídos no es de usar y tirar. Se recomienda no reutilizar este tapón de oídos. Los tapones de oídos deberán limpíarse eliminando toda la cera de los oídos y contaminantes antes de volverlos a insertar. Los tapones suicos se pueden limpiar con un paño húmedo. No use soluciones, desinfectantes u otros productos químicos.
- (d) Este producto puede ser afectado contrariamente por ciertas sustancias químicas. Para más amplia información consulte al fabricante.

Si no se respetan las recomendaciones facilitadas en los párrafos (a) hasta (d) anteriores, quedará seriamente afectada la protección dispensada por el protector de los oídos.

AVVERTENZA! Manténgase fuera del alcance de los bebés y niños pequeños. Estos tapones de oídos no son tóxicos, pero pueden interferir con la respiración si se atragantan en la tráquea, lo cual podría originar graves lesiones o incluso la muerte. El cordón que llevan estos tapones de oídos no es un juguete. Puede interferir con la respiración si se enrolla al cuello, lo cual podría originar graves lesiones o incluso la muerte.

AVVERTENZA! Estos tapones de oídos no deberán utilizarse cuando existe el riesgo de que el cordón de conexión se enganche durante su utilización.

NL

GEBRUIKSAANWIJZING

- Met reine handen, ROL het hele oordopje in een zo dun mogelijk plooivrij cilindertje.
- Reik met de vrije hand over het hoofd, en trek het oor bovenaan naar boven en naar achter en STEEK het oordopje goed in de gehoorbus.
- HOUD het oordopje voor 40 seconden VAST, totdat het zich volledig in de gehoorbus kan uitzetten.
- In een lawaaiige omgeving, en met de oordopjes in de oren, de handen over de oren houden en weer loslaten. De oordopjes dienen volledige lawai te dempen zodat u bijna geen verschil zou moeten merken wanneer u de handen over de oren houdt. Indien de oordopjes niet goed passen, dient u de instructies te herhalen.

WAARSCHUWING! Verwijder het oordopje door het langzaam te draaien zodat u de afdichting geleidelijk kan verbreken. Indien u het oordopje te snel verwijderd, loopt u het risico het trommelflees te beschadigen.

WAARSCHUWING!

- (a) Zorg dat de oordopjes worden ingestoken, aangepast en onderhouden worden zoals aangegeven in de instructies. Indien het oordopje niet correct in het oor steekt, zal dit de doeltreffendheid van het oordopje sterk verminderen wat tot gehoorverlies en letsel kan leiden.
- (b) In lawaaiige omgevingen dien u steeds oordopjes te dragen.
- (c) Dit is een wegwerpbaar oordopje. We raden aan dat u dit oordopje niet meermaals gebruikt. Reinig de oordopjes door al het oorsmeer en onreinigheden te verwijderen alvorens ze weer in te steken. Reinig onreine oordopjes met een vochtige doek. Gebruik daartoe geen oplosmiddelen, ontsmettingsmiddelen of chemische producten.
- (d) Deze oordopjes kunnen door sommige chemische producten worden aangetast. Indien u nadere informatie wilt, gelieve contact op te nemen met de fabrikant.

WAARSCHUWING! Dit product weghouwen van baby's en kleine kinderen. Deze oordopjes zijn niet-gifig maar kunnen de ademhaling belemmeren indien ze in de luchtpijp terecht komen. Dit kan tot zwaar letsel leiden en levensgevaarlijk zijn. Het snor dat aan deze oordopjes is bevestigd is geen speelgoed. Het kan de ademhaling belemmeren wanneer het rond de hals wordt gedraaid, en dit kan tot zwaar letsel leiden en levensgevaarlijk zijn.

WAARSCHUWING! Dit type oordopjes nooit gebruiken indien er het risico bestaat dat het koord zou kunnen vastraken gedurende het gebruik.

WAARSCHUWING! Dit product weghouwen van baby's en kleine kinderen. Deze oordopjes zijn niet-gifig maar kunnen de ademhaling belemmeren indien ze in de luchtpijp terecht komen. Dit kan tot zwaar letsel leiden en levensgevaarlijk zijn. Het snor dat aan deze oordopjes is bevestigd is geen speelgoed. Het kan de ademhaling belemmeren wanneer het rond de hals wordt gedraaid, en dit kan tot zwaar letsel leiden en levensgevaarlijk zijn.

WAARSCHUWING! Dit type oordopjes nooit gebruiken indien er het risico bestaat dat het koord zou kunnen vastraken gedurende het gebruik.

GB US AU NZ

FITTING INSTRUCTIONS

- With clean hands, ROLL entire earplug into narrowest possible crease-free cylinder.
 - Reach over head with free hand, pull ear up and out and INSERT earplug well inside ear canal.
 - HOLD for 40 seconds, until earplug fully expands in ear canal.
 - In a noisy environment, with earplugs inserted, cup hands over ears and release. Earplugs should be blocking enough noise so that covering them with hands does not result in a significant difference. If proper fit is not obtained, move to a quiet location and repeat fitting instructions.
- WARNING!** Remove earplug slowly with twisting motion to gradually break the seal. Rapid removal may damage eardrum.
- WARNING!**
- (a) Please ensure that the earplugs are fitted, adjusted and maintained in accordance with instructions. Improper fitting will reduce effectiveness and could result in hearing loss or injury.
 - (b) Earplugs should be worn at all times in noisy surroundings.
 - (c) This is a disposable earplug. It is recommended that this earplug not be reused. Earplugs should be cleaned by removing all earwax and contaminants prior to re-insertion. Soiled plugs may be wiped clean with a moist cloth. Do not use solutions, disinfectants or chemicals.
 - (d) This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.
- If the recommendations given in paragraphs (a) to (d) above are not adhered to, the protection afforded by the hearing protector will be severely impaired.
- WARNING!** Keep away from infants and small children. These earplugs are non-toxic but may interfere with breathing if caught in windpipe, which could lead to serious injury or death. The cord attached to these earplugs is not a toy. It may interfere with breathing if wrapped around the neck, which could cause serious injury or death.
- WARNING!** These earplugs should not be used where there is a risk that the connecting cord could be caught up during use.

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- vos mains doivent être propres: ROULEZ le bouchon d'oreille complet pour en faire un cylindre le plus mince possible, sans plis.
 - Passez votre main libre au dessus de votre tête, tirez le lobe de votre oreille vers le haut et vers l'arrière et, de l'autre main, ENFONCEZ le bouchon d'oreille dans le conduit auditif aussi loin que possible.
 - MAINTENEZ le bouchon d'oreille en place pendant 40 secondes, jusqu'à ce qu'il se soit gonflé dans votre conduit auditif.
 - Dans une ambiance bruyante, après avoir mis en place vos bouchons d'oreille, mettez vos mains en cloche sur vos deux oreilles puis retirez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit pour que vous n'entendiez pas une différence sensible. Si les bouchons d'oreille ne sont pas bien en place, reprenez les instructions d'installation depuis le début.
- ATTENTION DANGER!** Retirez le bouchon d'oreille doucement, en le faisant tourner, de manière à laisser l'air pénétrer dans le conduit auditif. Une extraction trop rapide du bouchon d'oreille risquerait d'en dommager votre tympan.
- ATTENTION DANGER!**
- (a) Assurez-vous que les bouchons antibruit soient introduits, ajustés et soignés conformément aux directives. Une mauvaise insertion du bouchon d'oreille en diminuera l'efficacité et pourrait entraîner une perte de votre ouïe ou vous blesser.
 - (b) Il faut toujours porter des bouchons d'oreille dans un environnement bruyant.
 - (c) Ce bouchon d'oreille est un article jetable. Il est recommandé de ne pas le réutiliser. Nettoyez les bouchons d'oreille avant de les utiliser, en faisant attention d'enlever toute trace de cérumen ou de saleté. Vous pouvez essuyer les bouchons d'oreille avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de solution de nettoyage, de désinfectant ou de produit chimique.
 - (d) Ce produit risque d'être altéré par certaines substances chimiques. Pour plus d'informations, consultez le fabricant.
- En cas de non respect des recommandations données aux paragraphes (a) à (d) ci-dessus, la protection assurée par les bouchons d'oreille sera fortement amoindrie.
- ATTENTION DANGER!** Tenez ce produit à l'écart des bébés ou des jeunes enfants. Bien que ce soit dans un étui, ces bouchons d'oreille risquent de constituer une obstruction respiratoire si'ils se coincent dans la trachée, pouvant ainsi provoquer des lésions graves ou même entraîner la mort. Le cordon fixé sur ces bouchons d'oreille n'est pas un jouet. Le risque de gêner la respiration s'il est mis autour du cou, pouvant ainsi provoquer des lésions graves ou même entraîner la mort.
- ATTENTION DANGER!** N'utilisez pas ces bouchons d'oreille dans les situations où le cordon qui les relie risque de s'accrocher sur quelque chose ou de se prendre dans un appareil en mouvement.

DE

HINWEISE ZUM EINSETZEN

- Mit sauberen Händen den ganzen Gehörschutzstöpsel so dünn wie möglich zu einem faltenfreien Zylinder ROLLEN.
 - Mit der freien Hand über den Kopf an das Ohr fassen, nach oben und außen ziehen und den Gehörschutzstöpsel gut in den Gehörgang INFÜHEN.
 - Ca. 40 Sekunden lang HALTEN, bis der Gehörschutzstöpsel sich vollständig im Gehörgang erweitert hat.
 - Die Gehörschutzstöpsel in einer lauten Umgebung einsetzen, mit beiden Händen die Ohren zuhalten und Hände wieder wegnehmen. Die Gehörschutzstöpsel sollten soviel Lärm abhalten, daß ein Zuhalten der Ohren mit den Händen keine bedeutsame Veränderung des Hörens bewirkt. Bei nicht einwandfreiem Sitz die Anleitung zum Einsetzen wiederholen.
- WARNING!** Gehörschutzstöpsel langsam und mit Drehbewegung zur allmählichen Lösung der Abdichtung entfernen. Das schnelle Herausziehen könnte das Trommelfleisch beschädigen.
- WARNING!**
- (a) Wir empfehlen Ihnen dringend, die Gehörschutzstöpsel nach diesen Hinweisen anzupassen, einzustellen und zu kontrollieren. Unsachgemäße Einführen kann die Wirkung beeinträchtigen und zu Hörverlust oder Verletzungen führen.
 - (b) In lautem Umgebungen sollten Gehörschutzstöpsel immer getragen werden.
 - (c) Dieser Gehörschutzstöpsel ist nur für den einmaligen Gebrauch. Es wird empfohlen, diesen Gehörschutzstöpsel nicht wiederzuverwenden. Gehörschutzstöpsel sollten vor der Wiederverwendung durch Entfernen von Ohrenschmalz und anderen Verunreinigungen zuerst gesäubert werden.
 - (d) Bestimmte chemische Substanzen können dieses Produkt beschädigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- Werden die o. g. Empfehlungen in Absatz (a) bis (d) nicht eingehalten, wird die erzielte Schutzwirkung des Gehörschutzes stark beeinträchtigt werden.
- WARNING!** Nicht in Reichweite von Kindern und Babys aufbewahren. Diese Gehörschutzstöpsel sind ungiftig, können aber die Atmung behindern, wenn sie in der Lufttröhre steckenbleiben, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Die an diesen Ohrstöpseln angebrachte Kordel ist kein Spielzeug. Wenn sie sich um den Halswickelt, kann die Atmung behindert werden, was zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- WARNING!** Wenn das Risiko besteht, dass die Anschlusskordel während des Gebrauchs irgendwo eingegeben wird, dürfen diese Gehörschutzstöpsel nicht verwendet werden.

ES

</div

BEHELYEZÉSI UTASÍTÁSOK

- Tisztá kezel SODORJA össze a füldugót a lehető legkisebb térfogatú, sima hengerrel.
- A másik kezelést nyújón át a feje fölött, húzza a fülét felé és kifelé, és HELYEZZE BE a füldugót mélyen a fülcsatornába.
- TARTSA rajta az ujját 40 másodpercig, amíg a füldugó teljesen szét nem terjed a fülcsatornában.
- Miután behelyezte a füldugót, zajos környezetben takarja le a fülét a ténylevél, majd engedje el. A füldugóknak olyan mérleket kell csökkenteniük a zajt, hogy a fülök kezével eltartására ne okozzon jelentős zajszintszökkenést. Ha a füldugók nem lettek megfelelően behelyezve, helyezze be őket újra az utasítások szerint.

VIGYÁZAT! A füldugó lassan, csavaró mozgulatokkal kell kihúzni a fülből, a hangszigetelés fokozatos felengedésével. A gyors kihúzás dobhártya-károsodást okozhat.

VIGYÁZAT! A füldugókat minden az utasítások szerint kell behelyezni, a fülhöz igazítani és karban tartani. A helytelen behelyezés csökkenti a füldugó hatékonyiségeit és halláskárosodást vagy fülsérülést okozhat.

(a) Zajos környezetben minden használjon füldugót.
(c) Ez egyesre használható nem ajánlott. Ismételten használhat előt a füldugót meg kell tisztítani, a fülzás és minden más szennyeződés eltávolításával. A bepiszkoldolt füldugókat nedves ruhával lehet tiszta röltőni. Oldatok, fertőtlenítőszerek és bármilyen vegyi anyagok használata tilos.

(d) Bárholról végzett káros hatással lehetnek a termékek. További tájékoztatást a gyártótól lehet beszerzni.
A fenti (a), (b), (c) és (d) pontokban leírt utasítások be nem tartása nagy mértékben csökkenti a füldugó által biztosított hallásvédelmet.

VIGYÁZAT! Cseccsemők és kisgyermekek elől elzárandó. A füldugóknak nincs toxikus hatásuk, de ha megakadnak a légszobában, akadályozhatják a lélegzést, ami súlyos sérelést vagy halált okozhat. A füldugók zsinórja nem jár. A nyak köré tekeredett zsinór akadályozhatja a lélegzést, ami sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT! A füldugó nem használhatók olyan környezetben, ahol fennáll a csatlakoztatási zsinór használata közbeni beakadásának kockázata.

IEVETOŠANAS INSTRUKCIA

- Ar tirām rokām, AR RINĀKVEIDA KUSTĪBU ievietot ausu aizbāzni visvairākā īspējamā nerobotā cilindrā.
- Ar brivo roku sniedzieties pāri galvai, pavieciel ausi uz augšu un kārtīgi IEVETOJET ausu aizbāzni ausu kanālā.
- TURĒT 40 sekundes, kamēr ausu aizbāznis pilnībā izplēšas auss kanālā.
- Troksnām vidi ar ievietotiem ausu aizbāzniem, uzieciet plaukstas piltves veidā uz ausim un atlaidiet. Ausu aizbāzniem troksnis ir jābūt spēcīgākam, tāpēc, aizsiezdot tos ar plaukstām, nevajadzētu rasties jūtamai starpībai. Ja neizdodas ausu aizbāznius pareizi ievietot, pārvietojieties uz klausāku vietu un atkārtojiet ievietošanas darbību.

BRĪDINĀJUMS! Izņemiet ausu aizbāzni lēnām ar rinkveida kustību, lai pakāpeniski pārtrauktu izložījumu. Strauja izņemšana var nodarīt bojājumus bungādai.

BRĪDINĀJUMS! Lēni, pārāk ātri, lai ausu aizbāzni tiktu ievietoti, būtu pielāgoti un tiktu lietoti saskaņā ar instrukcijām. Nepareiza ievietošana samazina efektivitāti un var izraisīt dzīvības traucējumus vai savainojumus.

(b) Iespējams, ka ausu aizbāzni nav toksiski, bet var radīt elpošanas traucējumus, ja norāk elpošādā, kas var izraisīt nofietības traumas vai nāvi. Ausu aizbāzniem pievienota saite nav rotātīla. Ja apīta ap kaklu, tā var radīt elpošanas traucējumus, kas var izraisīt nofietības traumas vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS! Šos ausu aizbāzniem nevajadzētu lietot, ja lietotās laikā pastāv risks aizkert pievienoto saiti.

BRĪDINĀJUMS! Turēt no bēriem drošā vieta. Ausu aizbāzni nav toksiski, bet var radīt elpošanas traucējumus, ja norāk elpošādā, kas var izraisīt nofietības traumas vai nāvi. Ausu aizbāzniem pievienota saite nav rotātīla. Ja apīta ap kaklu, tā var radīt elpošanas traucējumus, kas var izraisīt nofietības traumas vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS! Šos ausu aizbāzniem nevajadzētu lietot, ja lietotās laikā pastāv risks aizkert pievienoto saiti.

LOCATIONS

www.honeywellsafety.com

France: 106 Richard Pearce Drive
rue des Vanesses BP 55288
95958 Roissy CDG Cedex
Tel. +33 (0) 1 49 70 79 79
Fax. +33 (0) 1 40 90 71 38

Belgium: Klaauwstraatlaan 3 Box 5
B 1853 Strombeek - Bever
Tel. +32 (0) 2 267 38 03
Fax. +32 (0) 2 267 60 50

Germany: Kronförder Allee 16
D-23560 Lübeck
Tel. +49 (0)451 702 740
Fax. +49 (0)451 798 058

Hungary: Forgach U 9B
1139 Budapest
Tel. +36 1 239 31 33
Fax. +36 1 239 31 35

Italy: Via Vittorio Veneto 142
27020 Domè (Pavia)
Tel. +39 0 382 81 21 11
Fax. +39 0 382 84 113

United Kingdom: Unit 3 Elmwood, Chineham Park,
Basingstoke, RG24 8WG
Tel. +44 (0) 1256 693 200
Fax. +44 (0) 1256 693 300

Australia: 43 Garden Boulevard
Dingley, Victoria 3172
Tel. +613 5665 3500 (inside-free)
Tel. +1300 130 166 (inside-free)
Fax. +1300 362 491

HOWARD LEIGHT

by Honeywell

PPA05368, Rev. 1.0

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ

- Чистыми руками СКАТАЙТЕ всю ушную затычку втоненький гладкий валик.
- Поднять руку к голове, оттянуть ухо вверх и назад и плотно ввести ушную затычку внутрь ушного канала.
- Подержать 40 секунд, пока затычка расправится в ушном канале.
- Мягко нажимая на затычки расправить уши в зоне повышенного шума при введенных ушных затычках закрыть уши руками, а затем отпустить. Затычки должны блокировать шум настолько, чтобы не было заметной разницы между этими положениями. Если это не удалось достичь правильной посадки, необходимо повторить введение, следуя инструкции.

ВНИМАНИЕ! Вынимать ушную затычку медленно подкручивающим движением, чтобы освободить ухо от затычек постепенно. Быстрое удаление затычки может повредить барабанную перепонку.

ВНИМАНИЕ! (a) Пожалуйста, убедитесь, что противовесные вкладыши введены, подогнаны и хранятся в соответствии с инструкциями. Неправильное введение понизит эффективность и может привести к полной или частичной потере слуха.

(b) Ушные затычки необходи́мо носить все время в зонах повышенного шума. (c) Эта ушная затычка необходи́мо носить в течение времени, пока вы будете находиться в зоне повышенного шума.

(d) Быстро нажимая на затычки, необходи́мо носить в течение времени, пока вы будете находиться в зоне повышенного шума.

(e) Данные изделия могут подвергаться неблагоприятному влиянию некоторых химических веществ. Более подробную информацию можно получить от производителя.

ВНИМАНИЕ! Эффективность средства защиты слуха сильно понизится, если не следовать рекомендациям, данным в пунктах (a)-(f) (см. выше).

ВНИМАНИЕ! Хранить в недоступном для детей месте. Эти ушные затычки не токсичны, но при попадании в дыхательное горло могут спровоцировать удушье, что может привести к увечью или смерти. Шнурок, прилагаемый к этим затычкам, не игрушка. Обернутый вокруг шеи он может спровоцировать удушье, что грозит привести к увечью или смерти.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать ушные затычки в таких местах, где шнурок может за что-нибудь зацепиться во время использования.

SK

POKYNY NA ZOSTAVENIE

- Čistými rukami, ROLUJTE čo najťažší hladký valček, ktorý bude tvoriť celú vložku do ucha.
- Voľnou rukou ponad hlavu chytne zhora ucho a vytiahnite ho smerom hore a von. VLOŽTE vložku do ucha hlboko do ušného kanálu.
- DRŽTE 40 sekúnd až kým sa vložka rozprie a úplne vypíni ušný kanál.
- Ak ste v hlúčnom prostredí a máte vložky v ušach, dajte si obe ruky na uši a potom dajte ruky preč.

5. V zóne povýšeného šumu pri viedencích ušných vložiek zakryť uši pomocou rukôv, a potom odstráňte vložky.

6. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

7. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

8. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

9. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

10. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

11. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

12. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

13. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

14. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

15. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

16. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

17. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

18. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

19. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

20. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

21. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

22. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

23. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

24. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

25. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

26. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

27. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

28. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

29. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

30. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

31. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

32. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

33. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

34. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

35. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

36. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

37. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

38. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

39. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

40. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

41. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

42. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

43. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

44. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

45. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

46. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

47. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

48. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.

49. Ak uši vložky nečerpajú, je potrebné ich vložiť opäť.